

## 1511751 - Infant Flow LP nasal prongs XS - 1 x 10 pcs



### Déscription

Conçues pour une efficacité maximale du traitement et le confort du patient, les extrémités ont un profil élevé pour minimiser le contact avec la peau et permettre une vérification visuelle du placement correct. Les extrémités légèrement évasées permettent de former un joint efficace et de minimiser les fuites. Emballage individuel, 10 nasal prongs par boîte.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1511751
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive