

1547084 - Renol coussin multifonctionnel - 20 cm x l 80 cm - 1 pc



Déscription

Le coussin Multi-Function aux microbilles de polystyrène à effet ergonomique est un coussin en forme de cylindre avec une large variété d'usages possibles. Lors du positionnement en décubitus latéral, il cale le patient au niveau de l'abdomen, l'empêche ainsi de rouler sur les côtés et de se cogner contre les barrières du lit. Il peut s'utiliser entre les jambes, sous les genoux ou les chevilles pour éviter les frictions.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM15000
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1547084
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	20 x 80 cm
Type d'emballage	Pièce