

1602295 - Honeywell Xenon XP barcode Scanner 1950H - 1 pc



Déscription

Les scanners Xenon XP 1950H permettent aux professionnels de la santé de rester concentrés sur le patient, en rendant le processus de vérification de l'identité du patient rapide et facile. Le scanner Xenon XP 1950H est doté de la technologie d'imagerie Honeywell et d'une haute résolution.

Le scanner peut être facilement désinfecté, offrant ainsi une protection optimale contre les bactéries lors d'une utilisation régulière.

Fonctions:

- Ne pas déranger le patient
- Vibreur
- Lampe de balayage
- Performance 1D/2D
- Honeywell SMU (Scanner Management Utility)
- 0-100 000 lux
- USB

Spécifications

Marque	Honeywell
sku	1602295
Type d'emballage	Pièce