

## 1550959 - Patient individual - bocal pour Aspirator Aspira 1 - 800 ml - 1 pc



### Déscription

Ensemble d'accessoires pour les extracteurs de bave Flaem Aspira Basic. Le set se compose d'un récipient d'une capacité de 800 ml, d'un filtre antibactérien et d'un tube d'évacuation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Flaemnuova
<b>Volume de la gobelet</b>	800 ml
<b>sku</b>	1550959
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce