

## 1574164 - VELUSJET - Wellness



### Déscription

Le VELUSJET® est le lit d'eau de massage révolutionnaire idéal pour les patients souffrants de stress, de tensions musculaires et de douleurs au dos. Jamais un massage n'a été aussi proche d'un massage manuel avec le VELUSJET®. Un investissement de haute qualité et de très bonne rentabilité.

Un système d'hydromassage sec à mains libres. Un concept total de la thérapie au bien-être.

#### Caractéristiques

- Ecran tactile avec intégration Windows
- 70 massages enregistrés
- Logiciel pour programmations personnalisées
- Puissance et contrôle de chaque jet
- 7,4 bars de pression par jet
- Eau de 20° à 40°
- Durée max d'une séance 60 min
- Accès verrouillable
- Branchement avec ou sans refroidissement à l'eau (fonctionnement autonome)
- Retour sur investissement garanti dès 4 massages par jour

Le système VELUSJET® est le remède idéal pour soulager les douleurs cervicales, les douleurs dorsales, les rhumatismes, ainsi que les fatigues mentales ou musculaires. Un appareil unique disposant de 7,4 bars de pression par jet, il est d'une efficacité redoutable dans les traitements drainants ou anti-cellulite par exemple. Que ce soit dans un but de pure décontraction, de prévention ou d'application thérapeutique ...

#### Caractéristiques Wellness

- Un massage hydrojet VELUSJET® peut être adapté parfaitement à votre corps et à vos besoins spécifiques.

- Vous pouvez régler le jet selon la taille du corps ainsi que l'intensité, vitesse et la forme du massage parmi différents types grâce à ses deux pompes individuelles.
- L'appareil dispose d'une interface tactile, intuitive et facile à utiliser.
- Grâce aux cartes programmes selon le nombre et le type de massage programmés, le VELUSJET® vous offrira un très bon retour sur investissement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Velusjet
<b>sku</b>	1574164
<b>Type d'emballage</b>	Pièce