

## 1601804 - Keiser Iron Neck Pro 3.0



### Déscription

Découvrez le seul système d'entraînement cervical offrant des avantages 4 en 1 pour la récupération, la prévention, la posture et la mobilité.

L'Iron Neck 3.0 Pro est un appareil d'entraînement révolutionnaire conçu pour améliorer la force et la stabilité du cou. Que vous soyez un athlète cherchant à améliorer ses performances ou que vous souhaitiez simplement améliorer la santé générale de votre cou, l'Iron Neck 3.0 Pro est fait pour vous.

L'appareil a un design élégant et durable qui peut supporter même les entraînements les plus intenses. Les niveaux de résistance réglables vous permettent d'adapter votre entraînement à vos besoins et objectifs spécifiques. Et grâce à sa conception légère et portable, vous pouvez l'emmener partout.

Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Il a été démontré que cet appareil d'exercice innovant améliore la stabilité du cou, réduisant ainsi le risque de blessure. Il peut également contribuer à améliorer la posture, à réduire les maux de tête et les douleurs cervicales et à améliorer les performances sportives en général.

La principale différence avec le modèle 3.0 normal est que la variante Pro est dotée d'un système de freinage dynamique de la tension avec retour haptique, conçu pour résister à la rotation de la tête. Obtenez le soulagement des douleurs cervicales et la mobilité dont vous avez besoin pour vivre votre vie sans entraves.

## Spécifications

<b>Marque</b>	iron_neck
<b>Verpakking afmetingen</b>	L 38 cm, H 13 cm, L 38 cm
<b>SKU leverancier</b>	IN3PB
<b>sku</b>	1601804
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce