

1575583 - DetectFOB Reagent Kit - 1 x 400 pcs



Déscription

Les réactifs DetectFOB d'APACOR détectent et quantifient l'hémoglobine humaine, une protéine présente dans le sang qui peut être retrouvée en faible concentration dans les selles des patients. Cette protéine est susceptible d'être dégradée dans le système gastro-intestinal, et son utilisation est donc limitée à la détection des saignements dans le côlon. APACOR DetectFOB est un test immunologique non invasif qui peut être utilisé de manière simple et efficace dans le dépistage du cancer du côlon.

Spécifications

Marque	Apacor
sku	1575583
Nombre de tests	400
Type d'emballage	Set