

1576553 - COMPASS 540 - Pulldown/Dip



Déscription

Entraînement de la force musculaire des épaules et des bras avec un poids d'entraînement de 0 à 80 kg par paliers de 5 kg. L'appareil est doté d'un siège réglable en hauteur. Convient aux personnes pesant jusqu'à 250 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1576553
Modèle	Pulldown/Dip
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce