

## 1550633 - 3M™ Aura™ masque respiratoire avec valve FFP3 - 8 pcs



### Déscription

**3M™ Aura™** masque respiratoire avec valve fermée, spécialement conçu pour les soins de santé. Niveau de protection FFP3. Masque respiratoire à usage unique, très confortable et à faible résistance respiratoire. Le revêtement extérieur spécial offre une résistance aux projections de liquides. Contribue à prévenir le risque de contamination croisée et offre au porteur une protection contre la tuberculose, le SRAS, la grippe, la rougeole, la varicelle, les oreillons, Ebola, Corona lorsqu'il traite ou visite des patients infectés.

Le masque est recommandé pour le personnel médical et les patients dans les procédures produisant des aérosols avec des risques d'infection et pour améliorer le contrôle des infections.

### Avantages

- Efficacité du filtre bactérien ? 95%
- Efficacité du filtre bactérien ? 98 %
- Pression de résistance aux éclaboussures ? 120mmHg

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Boucles d'oreilles</b>	Non
<b>Serre-têtes</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Valve</b>	Oui
<b>Barette nasale</b>	Non
<b>Normes</b>	Type IIR EN 14683:2005
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1550633
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de masque</b>	Masque de protection respiratoire FFP3