

1539796 - Drape de transfert - avec attache de crochet - fermé côté long - bleu - 75 x 120 cm - 1 pc



Déscription

L'utilisation d'un drap coulissant facilite le déplacement des personnes dans le lit. Le poids de la personne est réparti et rend ergonomiquement plus agréable le déplacement ou le repositionnement des personnes alitées par le personnel soignant. Après 10 lavages, l'effet de revêtement et de glissement s'atténue.

Spécifications

Marque	Fico
Composition	Nylon 70 deniers, revêtement silicone PU, 68g/m ²
sku	1539796
Côté d'ouverture	Fermé sur le côté long
Taille	75 x 120 cm
Type d'emballage	Pièce