

1542075 - Handycup - sans graduations - 2 poignées - transparent rouge - 237 ml - 1 pc



Déscription

Variante du Handycup, spécialement conçue pour institutions et pour laquelle la température de lavage en lave-vaisselle est souvent plus élevée (80 °C). Ne pas utiliser de produits de vaisselle agressifs ou à base de chlore pour ce genre de matière synthétique. Gobelet de très haute qualité pour personnes souffrant de perte de force et de coordination, développé par des ergothérapeutes danois.

Spécifications

Marque	Other
Composition	Polyester
Couverture	Non
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1542075
Contenu	237 ml
Couleur	Rouge transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce