

## 1602294 - Tensiomètre au poignet BC 87 Bluetooth - circonférence du poignet 13,5-21,5 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre au poignet Beurer BC 87 (circonférence du poignet de 13,5 à 21,5 cm) avec bluetooth et mesure entièrement automatique de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque au poignet mesure facilement et rapidement, les données sont transmises par bluetooth directement à l'application HealthManager Pro. Grâce à sa technologie de gonflage, il assure un confort de mesure ultime par une montée en pression prudente et des temps de mesure rapides. Il est également idéal pour les voyages grâce à son design extra-plat et ergonomique. Grâce au grand écran XL et à la classification colorée des mesures, vous avez toujours une vision claire de vos valeurs. Pour obtenir la position de mesure idéale au niveau du cœur, le tensiomètre dispose d'un indicateur de positionnement intégré. Le tensiomètre au poignet BC 87 est également équipé d'un indicateur de repos breveté qui vérifie l'état de repos pendant la mesure. De plus, il dispose d'un indicateur de risque qui prévient d'éventuelles arythmies cardiaques et de deux mémoires utilisateur.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>sku</b>	1602294
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce