

## 1351842 - Table d'examen BasiX 5 Elite - hauteur variable électrique - Chocolate - 1 pc



### Déscription

Le modèle 5 pièces de cette série réunit toutes les fonctions en une seule table. Le BasiX 5 Flex est le modèle le plus complet. Il est équipé d'accoudoirs et peut être réglé en position de pli et de trendelenburg. La partie arrière et la partie centrale sont équipées de ressorts à gaz doubles et la partie tête d'un ressort à gaz simple. Les accoudoirs sont réglables manuellement et peuvent être pivotés à côté de la section tête. En tournant les accoudoirs à côté de la section centrale, le patient peut placer ses bras près du corps.

Attention : la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Marque                         | Wesseling                    |
| Dimensions du produit          | L 64 cm, L 200 cm            |
| Roues incluses                 | Oui                          |
| Hauteur réglable               | Oui                          |
| Porte-rouleau de papier inclus | Non                          |
| Hauteur                        | 44-115 cm                    |
| Capacité de levage             | 225 kg                       |
| Temps de réglage de la hauteur | 40 s                         |
| sku                            | 1351842                      |
| Contrôle de hauteur standard   | Electrique commande au pied  |
| Couleur                        | Chocolate                    |
| Nombre de parties              | 5-parties                    |
| Réglage de la hauteur          | Electrique                   |
| Réglementation Européenne      | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage               | Pièce                        |