

1600576 - Renol sac de crise complète avec système de verrouillage - small/medium - 1 pc



Déscription

Le sac de crise complet a été développé pour les patients agités et agressifs. Il permet aux soignants de maîtriser rapidement la situation. Le forfait comprend une ceinture, des sangles de renfort, une sangle pelvienne, une bandoulière, des attaches pour les poignets et les chevilles et les cadenas nécessaires. Le matériau a une propriété anti-déchirure, est très doux et agréable au toucher. Est non irritant au frottement, contient des agents antimicrobiens et est ignifuge. Les ceintures peuvent être lavées jusqu'à 95° et ne s'altéreront pas au lavage.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFBAG115RL
Composition	Nylon
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1600576
Fermeture	Serrures
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce