

## 1560111 - Tabouret de douche Swift modèle bas avec dossier et accoudoirs - gris - 1 pc



### Déscription

Swift est une gamme de tabourets et de chaises primée à plusieurs reprises, conçue dans un souci de fonctionnalité et de simplicité. Le tabouret de douche de base peut être facilement transformé en chaise de douche complète, selon les besoins de l'utilisateur. Stable sur n'importe quel sol. Le Swift a une construction unique qui s'adapte aux sols non nivelés grâce à une flexibilité intégrée. Les patins souples s'adaptent au sol et offrent une excellente adhérence. Toutes ces caractéristiques contribuent à la sécurité des utilisateurs.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E81701460
<b>Composition</b>	Polypropylène, aluminium
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>sku</b>	1560111
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce