

## 1611021 - MG70 pistolet de massage - 1 pc



### Déscription

Le Tunturi MG70 Massage Gun Pro est l'appareil de massage par excellence pour une relaxation profonde et une récupération musculaire. Ce puissant pistolet de massage est doté d'une tête réglable avec 6 accessoires de haute qualité et offre un large éventail de fonctions.

- Pistolet de massage puissant et efficace avec 6 têtes de massage de haute qualité
- Seulement 55 DB
- Amplitude de 12 mm
- Force de décrochage de 25 kg
- Tête pivotante à 5 positions
- 5 vitesses
- Poignée ergonomique

## Spécifications

<b>Marque</b>	Tunturi
<b>Dimensions du produit</b>	L 17.8 cm, H 8.3 cm, L 26.6 cm
<b>sku</b>	1611021
<b>Programmes de massage</b>	4
<b>Nombre de têtes de massage</b>	6
<b>Normes</b>	EN-957
<b>Puissance</b>	25 W
<b>Alimentation</b>	Batteries rechargeables
<b>Type d'emballage</b>	Pièce