

1601592 - Sangle de transfert pour toilette - Ergolet - XS - 275 kg - avec boucles - 1 pc



Déscription

La sangle de transfert pour toilettes d'**Ergolet** assure une posture droite et stable, facilitant ainsi le positionnement correct de l'utilisateur. Cette sangle dispose d'une grande ouverture autour de la partie inférieure du corps, ce qui simplifie les opérations liées aux toilettes et le changement de vêtements.

Caractéristiques :

- Utilisée pour les transferts vers et depuis les toilettes.
- Convient aux utilisateurs ayant un bon contrôle du haut du corps et de la tête.
- Idéale pour les transferts à partir d'une position assise ou semi-assise.
- Lavable en machine à une température maximale de 85°C et séchable en machine à basse température, jusqu'à 50°C.
- Disponible en plusieurs tailles, de XS à XXL.

Spécifications

Marque	Ergolet
sku	1601592
Appui-tête	Non
Fixation sangles	Boucles
Matériel	Polyester
Taille	XS
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle de toilette