

1601767 - Keiser Pull-Up Handle set (Chin-Up Handles)



Déscription

Les Pull-Up Handle set peuvent être verrouillées dans 14 positions différentes, de 17,8 cm à 104 cm de distance. Vous pouvez ainsi entraîner vos groupes musculaires spécifiques. Les poignées peuvent pivoter à 360° pour augmenter les possibilités d'entraînement et réduire le stress au niveau du poignet.

Spécifications

Marque	Keiser
SKU leverancier	310820B
sku	1601767
Type d'emballage	Pièce