

## 1351365 - Ritter 276 tabouret - hauteur 45-65 cm - 851 iron ore - 1 pc



### Déscription

Le tabouret Ritter 276 offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Son design avec une base en étoile permet un contact avec le patient et assure une maniabilité flexible.

Son assise large avec une couture de revêtement sans couture évite toute pression sur les jambes.

Le tabouret est réglable en hauteur entre 46 et 65 cm.

*Attention: la couleur de la tabouret comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Midmark
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Nombre de roues</b>	4
<b>sku</b>	1351365
<b>Couleur</b>	Iron ire
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	45 - 65 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond