

1208053 - Porte-aiguille Mayo-Hegar - TUC (dorée) - 14 cm - 1 pc



Déscription

Avec sa forme fine et sa tête courte, le porte-aiguille est particulièrement adapté à la mise en place de ligatures en profondeur dans la zone chirurgicale. Tête courte avec zone de préhension nervurée. Sillon sanguin double face, forme rectiligne. Peut être désinfecté et stérilisé. Le porte-aiguille Mayo-Hegar est disponible en différentes longueurs.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1208053
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	14 cm
Type d'emballage	Pièce
Type porte-aiguilles	Porte-aiguilles