

1560063 - Tube Pennine Levins ch08 - ligne de rayons X de 125 cm - extrémité ouverte - 50 pcs



Déscription

De Pennine Levin-sonde is een hoogwaardige nasogastrische sonde, ontworpen voor **gastro-intestinale voeding**, **aspiratie van maag- en darmsappen** en **intestinale decompressie**. Deze flexibele, gebruiksvriendelijke sonde wordt via de neus ingebracht in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Voorzien van een **röntgenzichtbare marker**, een duidelijke schaalverdeling, een **open tip**, **vier laterale zijopeningen** en een kleurgecodeerde trechterconnector voor eenvoudige identificatie en veilige aansluiting op toedieningssystemen. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 125 cm
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1560063
Couleur	Bleu
Diamètre sonde	Ch 08
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte