

1103993 - Bard - sondes nelaton avec ballon - enduit d'hydrogel - 42 cm - Ch 16 - 1 pc



Déscription

Le cathéter à ballonnet sus-pubien sans latex BARD® et le cathéter de Foley en silicone sont faits d'un matériau translucide. Pour permettre la visibilité pendant la miction et réduire l'irritation des tissus et la formation de croûtes. Pour usage urétral et sus-pubien. Peut rester in situ jusqu'à 12 semaines.

Spécifications

Marque	Bard Medical
Dimensions du produit	L 42 cm
Composition	Hydrogel, siliconen
Diamètre sonde	Ch 16
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce