

1106673 - Tork distributeur - matière synthétique - blanc - 360 x 239 x 227 mm -1 pc



Déscription

Le distributeur à dévidage central Tork® de la gamme Elevation est une solution polyvalente de grande capacité pour les environnements professionnels présentant des besoins d'essuyage des mains et des surfaces. Essuyez les surfaces rapidement, grâce au débit illimité permettant aux utilisateurs de prendre autant de papier que nécessaire. Les distributeurs Elevation ont un design moderne et fonctionnel.

- Hygiène globale améliorée grâce à un nettoyage aisé
- Mécanisme de verrouillage polyvalent aidant à contrôler tout usage abusif
- Facile à utiliser d'une seule main
- Distribution ininterrompue pour plus de flexibilité et un contrôle de la contamination croisée

Spécifications

Marque	Tork
Dimensions du produit	L 23.9 cm, H 36 cm, L 22.7 cm
SKU leverancier	559000
Composition	Plastique
sku	1106673
Couleur	Blanc
Système	M2 - Centerfeed system big
Type d'emballage	Pièce
Type de dispenser	Distributeur de papier hygiénique