

1552672 - Manumed Confort - 3-parties - modèle 632 version dos - électrique



Déscription

La table de traitement universelle. Grâce à sa large partie dos et ses possibilités de réglage, cette table permet une position assise très confortable. Vous pouvez facilement faire passer le patient de la position allongée à la position assise sans aucun effort. La Manumed Confort est la table d'examen et de traitement incomparable par son agrément d'utilisation.

Caractéristiques

- 3-parties
- Réglage de la hauteur électrique
- Réglage électrique du dossier
- Commande périphérique
- Longue fente nasale
- Roulettes escamotables (commande centrale)
- Dimensions (lxl): 200 x 67 cm
- Réglage de la hauteur: 46 - 99 cm (96 cm type 612)
- Temps de montée: 18 sec.
- Capacité de montée 200 kg

Spécifications

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Marque | Enraf-Nonius |
| Dimensions du produit | L 67 cm, L 200 cm |
| Hauteur | 46 - 99 cm |
| Roues incluses | Oui |
| Hauteur réglable | Oui |
| Capacité de levage | 200 kg |
| Temps de réglage de la hauteur | 18 s |
| sku | 1552672 |
| Contrôle de hauteur standard | Commande phérférique |
| Fente nasale triangulaire | Fente nasale allongée |
| Nombre de parties | 3-parties |
| Réglage de la hauteur | Electrique |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |