

1102566 - Versatus™ -WP I.V. cathéter - 14G x 45 mm - orange - 1 x 50 pcs



Déscription

Les cathéters Versatus WP™ I.V. sont des cathéters périphériques stériles à usage unique. Avec une aiguille à ailettes portée, destinée à l'accès au système vasculaire périphérique.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DU1445PX(NIEUWSR+DU1445PD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: polyuréthane + BaSO4 • Embase de cathéter à ailettes: polypropylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: co-polymère styrène butadiène • Bouchon Luer-Lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: co-polymère styrène/butadiène • Fermeture du porte: polypropylène + master batch • Valve du port d'injection: caoutchouc de silicone • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	290 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	1.55 mm
Diamètre externe cathéter	2 mm
Mécanisme de sécurité	Oui
sku	1102566
Couleur	Orange
Dimensions	14G x 45 mm
Dimensions en mm	2 x 45 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte