

1560615 - COMPASS 600 - Ab/Adduction



Déscription

Entraînement de force pour les hanches avec un poids d'entraînement de 0 à 84 kg avec des incréments de 1 kg. Il est possible de régler la surface du siège et du dossier, ainsi que la position de départ de l'appareil. Convient aux personnes pesant jusqu'à 200 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1560615
Modèle	Ab/Adduction
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce