

## 1603857 - Cuticell® Classic compresse de gaze - 10 x 40 cm - stérile - 10 pcs



### Déscription

Cuticell® Classic la compresse de paraffine stérile présente une adhérence minimale, maintient le lit de la plaie humide et permet à l'exsudat de s'écouler naturellement. Elle est indiquée pour de nombreuses plaies superficielles telles que les brûlures, les lacérations et certains ulcères.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | BSN                          |
| <b>Composition</b>               | Paraffine                    |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                          |
| <b>sku</b>                       | 1603857                      |
| <b>Couches</b>                   | 1 couche                     |
| <b>Méthode de sterilisation</b>  | Rayonnement                  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| <b>Taille</b>                    | 10 x 40 cm                   |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                        |