

1001713 - 3M™ Tegaderm™ film - 4,4 x 4,4 cm - 1 x 100 pcs



## Déscription

3M™ Tegaderm™ est un film transparent spécial pour les plaies, particulièrement adapté au traitement des brûlures du 1er degré, des sites donneurs, des points de pression (ou leur prévention), des plaies postopératoires et des abrasions. En outre, Tegaderm Film est utilisé pour la fixation des perfusions et comme pansement secondaire pour les plaies. Il maintient l'environnement humide de la plaie et a donc un effet favorable sur le processus naturel de guérison. Le film transparent permet une bonne surveillance du processus de guérison tout en étant imperméable aux micro-organismes. De plus, il est possible de prendre une douche avec ce film de plaie.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Composition</b>	PU
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1001713
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	4,4 x 4,4 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte