

1551587 - Medlance Plus Special - 0,8 mm x 2 mm - jaune - 10 x 200 pcs



Déscription

Medlance® Plus Special est parfait pour les piqûres au talon des nouveau-nés et les piqûres au doigt des adultes. La lame ultra tranchante assure un volume sanguin adéquat et une guérison rapide.

Spécifications

Marque	HTL
Avec autopiqueur	Non
Longueur de l'aiguille	2 mm
sku	1551587
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	0,8 mm x 2 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de lancette	Lancette de sécurité