

1533158 - Texa® set à pansement 6 - stérile - 1 x 60 pcs



Déscription

Le set de pansements 6 est stérile emballé individuellement et contient:

- 1 x pince verte 12,8 cm en plastique
- 1 x champ stérile 2-plis, 38 x 45 cm, 39g/m² (tissu polyéthylène 18g/m² + papier de soie 21g/m²)
- 5 compresses de gaze, 8-plis, 17 fils, 5 x 5 cm en 100 % coton

Spécifications

Marque	Texa
SKU leverancier	500-006
Contenu des sets stériles	Compresses de gaze 5 x 5 cm: 5pcs, pince: 1pc, champs stéril 38 x 45 cm: 1pc
sku	1533158
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte