

## 1518924 - Protection de sonde - non stérile - avec lubrifiant - 1 x 144 pcs



### Déscription

Le protecteur de sonde Gyneas est lubrifié, non stérile et à usage unique. Le protecteur de sonde empêche la contamination croisée. Elle protège le médecin et le patient des risques d'infection.

Les protecteurs de sonde Gyneas sont fabriqués en latex pur, sont très élastiques et résistants et permettent l'utilisation de différentes tailles de sonde. Leur composition en latex permet une utilisation dans des conditions de confort optimales.

Les protections de sonde sont utilisées pour vos examens d'imagerie médicale tels que l'échographie ou le doppler. Le protecteur de sonde Gyneas vous permet de conserver une qualité d'image optimale tout en protégeant le matériel.

Le protecteur de sonde permet, à condition de suivre les recommandations du HCSP (Conseil supérieur de la santé publique), de:

- Prévenir le risque de transmission d'agents infectieux
- Protéger les éléments thermosensibles non autoclavables des sondes.
- Prolonger la durée de vie des sondes en minimisant le changement de matériau par des désinfections répétées

#### Avantages du produit:

- Durable
- Élastique
- Haute qualité
- Confortable pour le patient

#### Caractéristiques techniques:

- Protectors de tubes lubrifiés
- Non stérile, à usage unique
- Idéal pour les examens par ultrasons et doppler
- Conditionnement : boîte de 144 couvertures de sondes vaginales
- Dimensions (sans extension) : longueur 195 mm, diamètre 33 mm
- Composition : latex naturel

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Gyneas                       |
| <b>sku</b>                       | 1518924                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                        |