


**1543261 - Foley sondes à demeure à 2 voies - avec ballon 5 - 10 ml  
- silicone - 40 cm - Ch 12 - blanc - 1 x 10 pcs**



## Déscription

La sonde de Foley à ballonnet de Dahlhausen est utilisée pour la vidange vésicale et le drainage postopératoire. Elle convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. La sonde est sans latex. Ces sondes en silicone ont une durée d'utilisation maximale de 6 semaines.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de la sonde</b>	40 cm
<b>Composition</b>	Silicone
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1543261
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 12
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte