

1549934 - Oxymètre PO40 - 1 pc



Déscription

Avec ce petit compteur de saturation en oxygène, vous pouvez facilement déterminer votre saturation artérielle en oxygène, votre fréquence cardiaque et votre indice de perfusion. L'appareil est petit et léger - pour une utilisation à la maison et en déplacement. Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la MPOC, le COVID-19, le long COVID et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène. Précision validée cliniquement pour un usage domestique. Particulièrement adapté aux personnes souffrant de : insuffisance cardiaque, maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme bronchique. Convient également pour une utilisation lors de sports à grande hauteur. Le compteur s'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité, dispose d'un indicateur de batterie faible.

- Mesure de SpO2 comme signe vital possible dans les maladies aiguës, fréquence cardiaque (pouls) et indice de perfusion (PI)
- Affichage des symboles pour les mesures imprécises
- Affichage graphique de la fréquence cardiaque

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 3.3 cm, H 3.7 cm, L 5.8 cm
Poids du produit	0.057 kg
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Type de batterie	AAA
Taxe Bebat	0.05 EUR
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Nombre de batteries	2
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1549934
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce