

## 1549934 - Oxymètre PO40 - 1 pc



### Déscription

Avec ce petit compteur de saturation en oxygène, vous pouvez facilement déterminer votre saturation artérielle en oxygène, votre fréquence cardiaque et votre indice de perfusion. L'appareil est petit et léger - pour une utilisation à la maison et en déplacement. Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la MPOC, le COVID-19, le long COVID et d'autres maladies pulmonaires peuvent entraîner une baisse de la saturation en oxygène. Précision validée cliniquement pour un usage domestique. Particulièrement adapté aux personnes souffrant de : insuffisance cardiaque, maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme bronchique. Convient également pour une utilisation lors de sports à grande hauteur. Le compteur s'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité, dispose d'un indicateur de batterie faible.

- Mesure de SpO2 comme signe vital possible dans les maladies aiguës, fréquence cardiaque (pouls) et indice de perfusion (PI)
- Affichage des symboles pour les mesures imprécises
- Affichage graphique de la fréquence cardiaque

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 3.3 cm, H 3.7 cm, L 5.8 cm
<b>Poids du produit</b>	0.057 kg
<b>Type de batterie</b>	AAA
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Bluetooth</b>	Non
<b>Avec câble</b>	Oui
<b>Écran couleur LED</b>	Oui
<b>Avec bande de rythme</b>	Oui
<b>Nombre de batteries</b>	2
<b>sku</b>	1549934
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce