

1575413 - Elmasonic Med 30 - excl. panier - 1 pc



Déscription

Les machines Elmasonic Med sont utilisées pour le pré-nettoyage des instruments, des prothèses et des implants dans les centres médicaux et dentaires, les hôpitaux, les laboratoires dentaires, les centres de podologie, les studios de tatouage et de piercing. La combinaison d'une fréquence ultrasonique de 37 kHz et de 5 modes ultrasoniques permet d'éliminer même les contaminations les plus tenaces.

Spécifications

Marque	Elma Sonic
Dimension extérieure (L X H x P)	305 x 230 x 170 mm
Dimensions intérieures	220 x 95 x 120 mm
Volume de la gobelet	1600 ml
sku	1575413
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce