


## 1601614 - Sangle de levage - Ergo - XL - 110 - 132 cm - 250 kg - Debout - avec boucles



### Déscription

La ceinture de levage haut de gamme d'Ergolet est conçue pour offrir un confort et un soutien exceptionnels lors des transferts. Grâce à un rembourrage extra doux sur le bord supérieur, elle assure un ajustement agréable, tandis que le matériau antidérapant à l'intérieur du dos procure une stabilité et une sécurité accrues.

Spécialement développée pour être utilisée avec les dispositifs d'aide au relevage d'Ergolet, cette ceinture garantit une simplicité et une fiabilité inégalées, offrant ainsi tranquillité d'esprit à l'utilisateur et au soignant.

#### La ceinture de levage comprend :

- Matériau antidérapant à l'intérieur pour éviter tout glissement pendant le levage.
- Rembourrage doux sous les bras pour un confort optimal.
- Sangle avec velcro et boucle pour un ajustement sûr.
- Poche de positionnement facilitant le placement de la ceinture lorsque l'utilisateur est en fauteuil roulant.
- Boucle colorée en haut du dos pour indiquer la taille et l'alignement central. Les sangles à code couleur permettent de choisir facilement la bonne ceinture et d'assurer une configuration de levage correcte, favorisant un travail efficace et sécurisé.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ergolet
<b>sku</b>	1601614
<b>Appui-tête</b>	Oui
<b>Fixation sangles</b>	Boucles
<b>Matériel</b>	Polyester
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	275 kg
<b>Taille</b>	XL
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de sangles</b>	Règle télescopique