

## 1541050 - HEINE set d'otoscope beta 400 fo avec nt4 poignée et étui - 3,5v - led - 1 pc



## **Déscription**

Set d'otoscope comprenant une otoscope BETA 400 F.O. en version XHL, un jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 AllSpec spéculums 4 mm à usage unique, une ampoule de rechange dans la version XHL et une BETA4 USB poignée rechargeable avec câble USB et bloc d'alimentation enfichable.



## **Spécifications**

| Marque                    | Heine   |
|---------------------------|---|
| SKU leverancier           | HEINB-143.24.420  |
| Taxe Bebat                | 0.05 EUR  |
| Inclus dans le produit    | Tête d'otoscope Beta 400 FO - 3,5V - LED; poignée NT4 avec batterie recheargable - 3,5V; chargeur de table NT4; 4 spéculums réutilisables 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm; étui rigide |
| sku                       | 1541050   |
| Agrandissement            | 4,2 x   |
| Catégorie otoscopes       | Set d'otoscope  |
| Illumination              | LED   |
| Poignée otoscope          | Poignée rechargeable  |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I  |
| Taille set d'otoscope     | Taille standard   |
| Type d'emballage          | Pièce   |
| Voltage                   | 3,5 V   |