

1533169 - Surflo™ I.V. cathéter - 20G x 51 mm - roze - 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Surflo™ sont composées des matériaux de haute qualité afin de garantir une administration sûre.

La conception garantit lors de la ponction que celle-ci est sûre et régulière, et que l'aiguille est stable lors de la ponction.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+OX2051C1
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Cathéter: ETFE + BASO4• Embase de cathéter: polypropylène + masterbatch• Goupille de calage: acier inoxydable• Canule (aiguille interne): acier inoxydable• Raccord de l'aiguille: polycarbonate• Filtre: polyester - résine synthétique vinyle• Protection: polypropylène• Capuchon: polypropylène + master batch
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	55 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.8 mm
Diamètre externe cathéter	1.1 mm
sku	1533169
Mécanisme de sécurité	Non
Aiguille de sécurité	Non
Couleur	Roze
Dimensions	20G x 51 mm
Dimensions en mm	1,1 x 51 mm
Méthode de stérilisation	Rayonnement
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte