

## 1561382 - Tork Premium savon liquide doux - S1 - parfumé - 6 x 1 l



### Déscription

Offrez à vos visiteurs un savon multi-usage, délicatement parfumé et adapté aux peaux normales à sèches. Le savon liquide doux contient des ingrédients hydratants et réparateurs et offre un lavage des mains tout en douceur. S'adapte dans les distributeurs pour savon liquide et spray Tork, certifiés faciles à utiliser et qui permettent une bonne hygiène des mains pour tous.

## Spécifications

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Marque</b>            | Tork  |
| <b>SKU leverancier</b>   | 420501  |
| <b>Ingrédients</b>       | L'eau, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Citric Acid, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Benzoic Acid, Propylene Glycol, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Sodium Benzoate, Hydrogenated Palm, Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 19140, CI 15985, Sodium Sulfate |
| <b>sku</b>               | 1561382   |
| <b>Contenu</b>           | 1 l   |
| <b>Couleur</b>           | Jaune clair   |
| <b>Forme physique</b>    | Savon liquide   |
| <b>Niveau de qualité</b> | Premium   |
| <b>Odeur</b>             | Parfum frais  |
| <b>Système</b>           | S1 - Système de savon liquide   |
| <b>Type d'emballage</b>  | Carton  |