

1620407 - Mobilyzer 2 perche à perfusion - hauteur réglable - 3 crochets - 1 pc



Ogjelet:

Accessoires (cylinderhouder & koppelhaken) niet inbegrepen

Déscription

Le Mobilyzer Premium se caractérise par son cadre et son pied uniques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Les transitions entre l'ascenseur et le sol s'effectuent facilement, sans que le patient ne soit gêné. Le guidon est facilement réglable en hauteur, de sorte que même les enfants peuvent utiliser le Mobilyzer. Le confort de marche et la sécurité sont des garanties pour votre patient !

La forme du Mobilyzer lui permet d'être utilisé comme **perche à perfusion et comme aide à la marche**, avec la possibilité d'y fixer divers équipements ; une combinaison unique.

Le Mobilyzer peut être combiné avec **divers accessoires** tels qu'un support de cylindre de 105 ou 122 mm, un support pour sac de cathéter et un crochet de fixation pour lit.

Spécifications

Marque	TechniCare
sku	1620407
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce