

1624648 - PosiFlush XS - seringues pré-rempli avec 10 ml NaCl 0,9% - 240 pcs



Déscription

Les PosiFlush® sont des seringues prêtes à l'emploi, préremplies de solution saline physiologique (NaCl à 0,9 %), utilisées pour rincer en toute sécurité les cathéters de perfusion.

Dans la version XS, la solution saline est entièrement stérile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la seringue. Ces seringues sont conditionnées dans un emballage blister spécial et peuvent être ouvertes et utilisées directement sur un champ stérile (comme en salle d'opération ou en anesthésie).

Spécifications

Marque	BD
Normes	ISO 15223-1
sku	1624648
Contenu	10 ml
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe III
Type d'emballage	Boîte