

1603938 - Proximate® Linear stap reload - 12 pcs



Déscription

- Avancement automatique de la goupille de retenue
- Épaisseur de la trame: épaisse
- Hauteur des agrafes ouvertes: 4,7 mm
- Hauteur des agrafes fermées: 2,0 mm
- Diamètre du fil: 0,27 mm

Spécifications

Marque	Ethicon
sku	1603938
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte