

## 1576118 - Couverture alourdi pour mettre sur les genoux - PU - gris - 60 x 70cm - 4 kg - 1 pc



### Déscription

Les couvertures alourdies, une modèle genou à double fonction, d'une part, le poids de la couverture crée une certaine pression sur le corps, comparable à un contact physique et à un câlin. En conséquence, certaines hormones sont produites par le corps, ce qui crée un sentiment de paix, de sécurité et de détente. Les personnes ayant des problèmes psychologiques en bénéficient en particulier, mais aussi les personnes âgées atteintes de démence.

D'autre part, les personnes ayant des problèmes de sommeil utilisent une couverture lestée pour dormir mieux, plus longtemps et plus profondément. Les enfants hypersensibles, les enfants souffrant d'anxiété et/ou de troubles du comportement.

Il peut également être utilisé pendant la journée sous forme d'empiècement ou de gilet, de sorte qu'il peut également être utilisé à l'extérieur. L'utilisation d'une couverture lestée réduit le nombre de stimuli que le corps subit, de sorte qu'ils se sentent mieux dans leur corps et sont moins distraits par des stimuli externes. Cela leur permet de mieux se détendre, de devenir plus calmes et de mieux dormir, ce qui leur permet de mieux se concentrer. La couverture est idéale à utiliser dans le canapé ou en déplacement et est lavable à 60°C. Le matériau est ignifuge, bi-élastique et lavable avec presque n'importe quel désinfectant.

### Avantages

- Bi-élastique
- Respirant
- Anti-acariens
- Ignifuge

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Composition</b>	45% PE, 55% PU - 190 gr/m <sup>2</sup>
<b>sku</b>	1576118
<b>Matériel</b>	PU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce