

1546329 - Linido appui mural droit - ergogrip 30 cm - anthracite - 1 pc



Déscription

Le support mural Ergogrip est une poignée fiable qui peut supporter une charge élevée allant jusqu'à 150 kg. Grâce au diamètre ergonomique du tube, les petites et grandes mains s'adaptent parfaitement au support.

Pendant l'utilisation, la main semble souvent glisser vers le coin du support. Pour pouvoir tenir confortablement la poignée ici aussi, notre poignée murale a un angle de courbure de 60°. Cette flexion favorise une position naturelle de la main et du poignet, évitant une charge incorrecte et d'éventuelles douleurs.

L'espace libre de 75 mm entre le tube et la paroi offre une liberté de mouvement suffisante pour la main, de sorte que l'attelle peut être facilement saisie sans que les doigts ne se pincient ou ne s'écorchent.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0301-11
sku	1546329
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux droits
Matériel	Acier époxyé
Taille	30 cm
Type d'emballage	Pièce