

## 1532556 - Porte-aiguille Senning - 15 cm - 1 pc



### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 15 cm
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1532556
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type porte-aiguilles</b>	Porte-aiguilles