

1004111 - Bandage tubulaire compressif - taille g - 12 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

Le bandage de soutien Bastos Viegas est facile à appliquer sur différentes parties du corps. La composition en coton, polyamide et polyuréthane assure un confort agréable. La bande de contention élastique est sans couture et convient pour la compression en rééducation, le soutien sportif, les entorses et les œdèmes.

Spécifications

Marque	Bastos Viegas
sku	1004111
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	12 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce