

## 1525399 - WelchAllyn tensiomètre manuel ds54 - 1 tuyau - brassard flexiport taille 11 - étui - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre DS54 est un tensiomètre robuste et résistant aux chocs grâce à la technologie DuraShock. Le tensiomètre est également résistant aux chocs et aux impacts et résiste aux chutes sans perturber l'étalonnage.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1525399
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes