

1540160 - 3M™ Cavidon™ lingettes d'incontinence - 8 pcs



Déscription

Lingettes nettoyantes 3M™ Cavidon™ hypoallergéniques et au pH équilibré avec 3 % de diméthicone. Les lingettes conviennent pour nettoyer la peau afin de prévenir la dermatite d'incontinence (DAI). Élimine facilement les fluides corporels tout en respectant la peau, les lingettes assurent un nettoyage, un conditionnement et une protection en profondeur de la peau.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1540160
Composition	Hypoallergénique et à ph équilibré: sans parabènes, sans aloès, sans parfum: compatible avec le gluconate de chlorhexidine (CHG)
Taille	20 x 30 cm
Type d'emballage	Paquet