

1543541 - MG 80 appareil de massage par tapotement - chaleur infrarouge - 1 pc



Déscription

L'appareil de massage par tapotement avec masseur infrarouge offre des moments de bien-être particuliers grâce aux 2 têtes. L'intensité du massage peut être réglée séparément, tout comme la chaleur infrarouge. Avec 2 accessoires de massage interchangeables et 2 niveaux de fonction et une poignée antidérapante.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 15 cm, H 15 cm, L 45 cm
SKU leverancier	64901
Puissance	35 W
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Oui
Programmes de massage	1
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	2
sku	1543541
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce