

## 1544944 - Mosys chariot de service avec 2 étagères - 910 x 455 x 1090 mm - 1 pc



### Déscription

Système MOSYS en acier chromé - système facile à monter sans outils - étagères réglables en hauteur tous les 25 mm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 91 cm, H 109 cm
<b>Profondeur du produit</b>	455 mm
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1544944
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce